

## Blutentnahme und Probenversand: Schritt für Schritt

1. Holen Sie die schriftliche Einwilligung der Eltern und von Kindern ab 6 Jahren ein und füllen Sie (ggfs. mit den Eltern) den Fragebogen aus. **Die Einwilligungserklärung verbleibt in Ihrer Patientenakte.**
2. Die Blutentnahme (siehe auch Anleitung zur kapillaren Blutentnahme)



- ✓ Achten Sie darauf, dass die Hände des Kindes gut erwärmt sind, Knetspiele, warmes Wasser oder Gymnastik können hier hilfreich sein



- ✓ Desinfizieren Sie den Finger des Kindes

- ✓ Drücken Sie den Finger leicht zusammen, setzen Sie die Lanzette nach Entfernen der Schutzkappe fest auf die **Mitte** der Fingerbeere und drücken Sie den Auslöser



- ✓ Halten Sie den Finger so, dass der Blutstropfen nach unten „hängt“ und nehmen Sie das Blut mit der Kapillare auf

- ✓ Durch leichtes Klopfen fließt das Blut gut in die Microvette©


- ✓ Bei verstopfter Kapillare, Kapillare entfernen und das Blut mit dem Rand der Microvette aufnehmen



**Achten Sie darauf die volle Blutmenge von 200 µl abzunehmen, da sonst eine erneute Abnahme nötig wäre**

- ✓ Achtung! Vermeiden Sie zu häufiges Wischen, da dies die Blutgerinnung anregen kann

- ✓ Verschließen Sie nach beendeter Blutentnahme das Röhrchen mit dem Deckel, der sich am Gefäßboden befindet. Dieser muss mit einem hörbaren “Click” einrasten



- ✓ Bitte versehen Sie die Microvette© nach der Blutentnahme mit einem Barcodeaufkleber vom Fragebogen. Beachten Sie, dass der Barcode der **Länge nach** aufgeklebt wird

3. **Achten Sie darauf, dass jede Blutentnahme in das Fr1da-Laborbuch eingetragen wird** (wichtig für spätere Rückfragen). **Verwenden Sie dazu einen Barcodeaufkleber vom Fragebogen.** Nur Sie können im Falle späterer Rückfragen das Kind anhand der Probennummer identifizieren!



4. Den **Fr1da**-Aufkleber vom Fragebogen kleben Sie in das U-Heft des Kindes ein.



5. Legen Sie die geschlossene Microvette® in die vorgesehene Saugliestasche. Diese verfügen über vier einzelne Fächer, so dass Sie mindestens 4 Proben mit einer Sendung verschicken können.

6. Legen Sie anschließend die Saugliestasche in den flüssigkeitsdichten Beutel und verschließen Sie diesen mit dem Klebestreifen.



7. Der Beutel mit den Proben kann nun zusammen **mit** den Fragebögen in der vorfrankierten Versandtasche verpackt und losgeschickt werden.
8. Um Porto und Verpackungsmaterial zu sparen, möchten wir Sie bitten, immer mehrere Proben in einer Sendung zu schicken.

Versand der Proben ist auch über **Fahrdienste der Laborgemeinschaften** Medizinisches Labor Hannover, Amedes MVZ, Medizinisches Analyse-Zentrum, Laborverbund LADR GmbH MVZ Nord-West oder Post möglich.

9. Sollten Sie die Proben nicht sofort versenden, bitten wir Sie, diese bis zum Versand im Kühlschrank aufzubewahren. Bitte schicken Sie die Proben **montags bis donnerstags**.

11. Bitte verwenden Sie ausschließlich das von uns zur Verfügung gestellte Versandmaterial.

12. Sie können alle Materialien kostenlos nachbestellen. Nutzen Sie dazu das beigelegte Faxformular.

>> **Vielen Dank für Ihre Unterstützung!** <<

**Ihr Fr1da im Norden-Team**